


Software ELI™ Link

Integrazione dei dati ECG nell'Healthcare Information System




Gateway di comunicazione: da ECG a HIS

Il software ELI Link è un servizio Microsoft® Windows® che funge da gateway di comunicazione tra gli ECG Welch Allyn e l'Healthcare Information System (HIS). Il software ELI Link consente l'interfacciamento di tutti gli ECG a riposo ELI di Welch Allyn e dell'ECG PC-based RScripte™.



Supporta tutte le modalità di comunicazione

Il software ELI Link supporta tutte le modalità di comunicazione ECG, incluse LAN, WLAN e GPRS*. Il software ELI Link può essere utilizzato per esportare tracciati in formato PDF, XML o DICOM® e può anche essere utilizzato con un motore HL7® per lo scambio di messaggi HL7.



Requisiti tecnici*

Sistemi operativi supportati	Server 2012 R2 (64 bit) Windows 10 (64 bit)
Database	Microsoft SQL Server 2012 Express (fornito con ELI Link)
Net	NET Framework 3.5
Memoria	8 GB**
Spazio su disco	50 GB**

*A seconda dell'implementazione del software ELI Link presso la propria struttura, potrebbero essere applicati costi per l'assistenza professionale e la gestione del progetto. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Welch Allyn.

**Se si utilizza ADT, potrebbero essere necessari memoria e spazio su disco aggiuntivi. Se si considera l'uso di ADT, rivolgersi al rappresentante Welch Allyn.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante Welch Allyn o visitare il sito all'indirizzo www.welchallyn.it.



Eccellenza clinica. Soluzioni connesse. Innovazione continua.
Welch Allyn Cardiology è orgogliosa di essere supportata da Mortara.

Welch Allyn - Mortara Instrument Europe
Via Cimarosa, 103/105
40033 Casalecchio di Reno (Bologna), Italia
Tel.: +39 051 2987811
E-mail: clienti.mortarait@welchallyn.com

WWW.WELCHALLYN.IT



WelchAllyn®

Hill-Rom®

©2019 WELCH ALLYN, INC. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. DOC. N.: SM4198-IT-EU R0 MC15795, 2019-07

Gli elettrocardiografi ELI e Rscribe sono destinati all'uso da parte di medici e personale clinico qualificato per l'acquisizione, l'analisi, la visualizzazione e la stampa degli elettrocardiogrammi. Le interpretazioni dell'ECG offerte dai dispositivi sono significative solo se utilizzate insieme a una rilettura da parte del medico e alla valutazione di tutti i dati rilevanti del paziente. Sono destinati all'uso su pazienti adulti e pediatrici. Dispositivi medici (93/42/CEE): Classe IIa. Organismo notificato: LNE/G-MED (CE0459) Produttore: Mortara Instrument, Inc., Milwaukee, Wisconsin U.S.A. Rappresentante CE: Mortara Instrument Europe, Srl, Via Cimarosa 103-105, 40033 Casalecchio di Reno (BO), Italia. Questi dispositivi medici sono prodotti sanitari regolamentati e, conformemente alle normative, contrassegnati dal marchio CE. Welch Allyn raccomanda di leggere attentamente le istruzioni dettagliate relative all'utilizzo sicuro e idoneo dei dispositivi incluse nella documentazione fornita con i dispositivi medici. Il personale delle strutture sanitarie è responsabile del corretto utilizzo e della manutenzione di tali dispositivi medici. Welch Allyn si riserva il diritto di modificare il design, le specifiche e i modelli senza alcun preavviso. L'unica garanzia fornita da Welch Allyn è la garanzia esplicita scritta estesa alla vendita dei propri prodotti.