

# Lampada per esami Green Series™ IV di Welch Allyn



**Illuminazione tubolare altamente flessibile**—lunghezza doppia rispetto a quelle tradizionali

**1 LED**— intensità luminosa 3 volte superiore a quella tradizionale; massima precisione; rappresentazione reale dei colori dei tessuti



**Guaina monouso disponibile**—Usare la guaina monouso esistente (n. 52640); per l'uso anche con lampade per esami II e III



**Connettore Easy Power**



**Accensione/spegnimento senza contatto**



**Semplice assemblaggio**

Lampade per esami medici Green Series™



**WelchAllyn®**

Advancing Frontline Care™



# Più bianche, più luminose e più verdi

La lampada per esami GS IV è caratterizzata da:

- testina compatta e discreta, che assicura la massima precisione
- luce più bianca e luminosa di quella alogena, in modo tale che sia possibile ottenere una rappresentazione reale dei colori dei tessuti durante un esame
- minor consumo di energia
- non è necessaria la sostituzione della lampadina



Specifiche delle lampade	N. di LED	1 LED bianco
	Temperatura colore	5.500 K
	Intensità luminosa a distanza operativa	20.000 Lux a 40 cm (16 pollici)
	Dimensione del fascio a distanza operativa	10-25 cm (4-10 pollici) a 40 cm (16 pollici)
Dimensioni fisiche	Estensione con carrello mobile	126 cm (49,61 pollici)
	Estensione a parete	126 cm (49,61 pollici)
	Estensione a soffitto	n/a
	Soffitto su/giù	n/a
	Lampada (altezza/larghezza/profondità)	Lunghezza: 13,1 cm (5,16 pollici) Diam.: 4 cm (1,58 pollici)
	Centralina comandi (altezza/larghezza/profondità)	27,5 / 10,0 / 8,0 cm (10,83 / 3,94 / 3,15 pollici)
	Carrello mobile (altezza/diametro)	61 cm / 53 cm (24,02 pollici / 20,87 pollici)
	Peso totale supporto di montaggio tavolo/parete	2,4 kg (5,30 lb)
	Peso totale carrello mobile	5,63 kg (12,40 lb)
	Elettriche	Alimentatore
Cavo di alimentazione		N. 18 AWG, set di cavi elettrici a 3 fili con messa a terra, lunghezza 2,5 m (8')
Funzioni dei comandi		Accensione/spegnimento senza contatto
Varie	Opzioni di montaggio	Carrello mobile, tavolo/parete, binario
	Estensione	A collo d'oca
	Opzioni accessori	Guaina monouso: N/P 52640 Lunghezza: 129,54 cm (51 pollici)
	Durata	50.000 ore
	Garanzia	Limitata di 5 anni

## IDEALE PER L'USO NEI SEGUENTI AMBIENTI:

- OST/GIN
- STUDIO MEDICO GENERICO
- CHIRURGIA PLASTICA
- DERMATOLOGIA
- PRONTO SOCCORSO
- CHIRURGIA AMBULATORIALE
- SALA TRAVAGLIO E PARTO
- CENTRI CHIRURGICI

## OPZIONI DI MONTAGGIO DISPONIBILI:



Supporto per montaggio su tavolo



Supporto per montaggio a parete



Carrello mobile

Per inviare un ordine, rivolgersi al reparto di assistenza clienti.



Sede centrale di Welch Allyn Corporate  
4341 State Street Road, P.O. Box 220  
Skaneateles Falls, NY 13153-0220, U.S.A.  
Telefono: +1.315.685.4602  
+1.800.535.6663  
Fax: +1.315.685.0054

Assistenza clienti Welch Allyn in Europa: +353 46 90 67790  
Australia: +61 29 638 3000  
Cina: +86 21 6327 9631  
Francia: +33 160 09 33 66  
Francia (Assistenza clienti): +33 155 69 58 49  
Germania: +49 6950 985 132  
Spagna: +34 912 990 376  
Giappone: +81 3 3219 0071  
India: +91 44 4353 5724

America Latina (ufficio di Miami): +1 305 669 9003  
Malesia: +603 78753341  
Paesi Bassi: +31 202 061 360  
Singapore: +65 6419 8100  
Svezia: +46 042 33 02 20  
Regno Unito: +44 207 365 6780

[www.welchallyn.com/greenseries](http://www.welchallyn.com/greenseries)

**WelchAllyn**

Advancing Frontline Care™

