




Hillrom™



Videocamere Chirurgiche

Soluzioni su misura per
soddisfare le tue esigenze

IL FUTURO SOTTO I VOSTRI OCCHI

Vedere di più, agire meglio

In sala operatoria potete fare affidamento sugli eccellenti sistemi di Videocamere Hillrom. La qualità delle immagini e dei video Full Hight Definition (HD) sono un supporto essenziale ai fini della documentazione, della collaborazione interattiva, nonché di ricerca e insegnamento. Grazie all'architettura intelligente, le Videocamere chirurgiche di Hillrom, si integrano facilmente nell'infrastruttura clinica già esistente.

La continua innovazione di Hillrom nel settore video management, continua a creare nuove aspettative in sala operatoria. La Videocamera HD è stata una delle prime al mondo integrate nelle lampade scialitiche, ad offrire immagini nitidissime. L'ultima generazione, le Videocamere Wireless, rappresentano l'apice del nostro portafoglio prodotti, consentendoti di essere pronto per il futuro.



Un sistema per ogni esigenza



TELECAMERA TV WIRELESS: IMMAGINI STRAORDINARIE, FLESSIBILITÀ IMPAREGGIABILE

La Telecamera TV Wireless coniuga le tecnologie più all'avanguardia delle telecamere Full HD con i vantaggi di una comunicazione senza fili né latenza, per consentire di trasmettere contemporaneamente su più monitor immagini ad alta risoluzione senza il vincolo dei cavi. Inoltre il potenziamento risulta assolutamente semplice. Anche l'intuitivo funzionamento tramite l'interfaccia touchscreen integrata nel pannello di controllo a muro o tramite tablet risponde ai più elevati requisiti per una soluzione di telecamera per sala operatoria perfetta per le vostre esigenze in termini di documentazione e insegnamento.



TELECAMERA TRUVIDIA® HD: LA SOLUZIONE STANDARD AFFIDABILE

Le videocamere HD garantiscono immagini in qualità Full HD, più dettagliate e realistiche rispetto ai modelli precedenti.

Le uscite Digital Visual Interface (DVI) e High-Definition Serial Digital Interface (HD-SDI) consentono di condividere le immagini con altre persone sia che si trovino all'interno della sala operatoria o che si trovino dall'altra parte del mondo.

Valore aggiunto incluso: Adaptive Light Control Plus (ALC Plus)

ALC Plus supporta un'illuminazione costante e immagini video ottimali a distanze variabili dal campo operatorio: qualsiasi movimento della lampada viene rilevato da un sensore che misura, in automatico, la distanza regolando di conseguenza, in modo costante, il livello di illuminazione.

TUTTI I VANTAGGI DELLA TELECAMERA TV WIRELESS

- Installazione semplice: l'installazione richiede solamente il montaggio di un ricevitore, ad esempio sulla parte posteriore del monitor. Risultato: le sale operatorie possono essere attrezzate senza dispendiose pose di cavi video.
- Trasmissione affidabile e sicura: la Telecamera TV Wireless è in grado di comunicare contemporaneamente con un massimo di tre ricevitori o monitor e il segnale video è crittografato, per una trasmissione affidabile e senza interruzioni.
- Da manuale a integrata: la Telecamera TV Wireless può essere comandata tramite un'interfaccia intuitiva sul pannello touchscreen a muro o tablet.
- Memorizzazione dati rapida e flessibile: con la Videocamera Wireless, grazie all'interfaccia USB integrata è possibile memorizzare in modo semplice e veloce le immagini dell'operazione su supporti di memoria USB.

TUTTI I VANTAGGI DELLA TELECAMERA TV HD

- Immagini precise con risoluzione full HD: qualità delle immagini circa cinque volte migliore rispetto a PAL o NTSC.
- Telecamera con tecnologia compatta e di lunga durata.
- Trasmissione dei segnali HD senza interferenze anche a grandi distanze.
- Elevata compatibilità con tutti i sistemi più comuni: 3G SDI, HD-SDI e DVI.

Videocamere Chirurgiche



Hillrom™

INFORMAZIONI SU HILLROM

Hillrom è un leader globale della tecnologia medica e i suoi 10.000 dipendenti hanno un unico scopo: migliorare i risultati per i pazienti e i loro caregiver promuovendo l'assistenza connessa. In tutto il mondo, le nostre innovazioni, che coinvolgono oltre 7 milioni di pazienti ogni giorno, contribuiscono a diagnosi e trattamenti precoci, ottimizzano l'efficienza chirurgica e accelerano il recupero del paziente semplificando la comunicazione clinica e spostando le cure più vicino a casa. Rendiamo possibili questi risultati attraverso letti smart collegati, sollevatori di pazienti, tecnologie di valutazione e monitoraggio dei pazienti, strumenti di collaborazione con il caregiver, dispositivi di assistenza respiratoria, attrezzature avanzate per sala operatoria e altro ancora, offrendo informazioni fruibili e in tempo reale presso il punto di cura. Ulteriori informazioni su hillrom.com.

**Per ulteriori informazioni potete contattare
il vostro referente Hillrom di zona.**

hillrom.com

Hill-Rom Milan
Via Ambrosoli No. 6
20090 Rodano
Milano, Italy
Phone: +39 02 950541

La TV Wireless / TV HD Telecamera denominazione corrisponde ai seguenti prodotti registrati con il marchio CE:
TruVidia Wireless Camera - 1940442; TruVidia Wireless Receiver - 1940747; TruVidia HD 2000 - 2072249; TruVidia HD 5000 - 2072520; TruVidia HD 7500 - 2072521

Il prodotto TV Wireless / TV HD è destinato per essere utilizzato da medici e personale medico qualificato. Questo dispositivo medico è un prodotto sanitario regolamentato che, ai sensi del Regolamento per l'Unione Europea, reca un marchio CE. Per un uso sicuro e corretto, Hill-Rom consiglia di leggere attentamente le istruzioni dettagliate incluse nella documentazione che accompagna i dispositivi medici. Il personale degli istituti sanitari è responsabile dell'uso e della corretta manutenzione di questi dispositivi medici. Hill-Rom si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso nel design, nelle specifiche e nei modelli. L'unica garanzia fornita da Hill-Rom è la garanzia esplicita scritta estesa ai propri prodotti in vendita o a noleggio. TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG è una controllata di Hill-Rom Holdings, Inc.